

Musterring MR 2986



Musterring

MR 2986

___ PREIS- UND TYPENLISTE

du
bist
zuhaus_

 20260101SCHGMR – Band 3a – gültig ab 01.01.2026

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.





Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.




Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garanzertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.





Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung



- ① Gestell: Metallkonstruktion
- ② Polsteraufbau Sitz und Rücken:
aus ergoPUR-Schaum mit Diolenabdeckung

Programmübersicht

- Vorschläge Seite 6
- Sessel Seite 7
- Kissen Seite 8

1 Fußvariante

Fußhöhe 25 cm = Sitzhöhe 43 cm




F M5
Drahtrohrgestell
schwarz pulverbeschichtet

Füße und Fußbodenschutz:
Bei schlanken Möbelfüßen mit kleiner Gleiterfläche kommt es zu einem erhöhten Druck auf den Boden.
Bei empfindlichen Böden empfehlen wir, Gleiter oder eine Unterlage als Schutz vor Kratzern und Druckstellen anzubringen oder unterzulegen.

Qualität	Stoffklasse	Qualität	Stoffklasse
R	SK 10	M	SK 70
S	SK 20	A	SK 80
T	SK 30	B	SK 90
V	SK 40	C	SK 100
W, O	SK 50	D	SK 110
Y	SK 60	H	SK 120

Qualität	Lederklasse	Qualität	Lederklasse
unbelegt	LK 10	Z84, Z85	LK 70
unbelegt	LK 20	Z83	LK 80
Z59	LK 30	unbelegt	LK 90
Z66	LK 40	unbelegt	LK 100
Z69, Z73, Z78	LK 50	unbelegt	LK 110
Z75, Z77	LK 60	unbelegt	LK 120

1 Sitzkomfort



Sitzkomfort fühlt sich fest an, in Abhängigkeit vom Individualempfinden.
Sitzschaum: RG 35/SH 40, Rückenschaum: RG 25/SH 19
(RG = Raumgewicht, SH = Stauchhärte)



Programmbesonderheiten, Programminformationen

Biese



Die dezent eingesetzte, markante Biese an den Außenkanten des Polsters sorgt für eine einzigartige Optik.

Nierenkissen



Das Nierenkissen kann für einen noch bequemeren Sitz im Rücken platziert werden.

- **Verarbeitung von Leder und Stoff:** Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden, da aufgrund der Stoffbreite z. B. ein Verschneiden der Rückenpartie nicht notwendig ist.
- **Modellbedingte Eigenschaft:** Die Polsterung ist bewusst leger verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild zu erzeugen. Eine Wellenbildung ist kein Qualitätsmangel, sondern eine modellbedingte Eigenschaft, die optimalen Sitzkomfort gewährleistet.
- **Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen vorbehalten.** Sitztiefe: ca. 66 cm.
- **Digitale Stoff-/Leder- und Farbmuster:** Das optische Erscheinungsbild der Bezüge und Farbmuster kann variieren, Muster in Anlehnung – Farb- und Strukturabweichungen möglich.
- **Wellenbildung:** Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanleitung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Bestell-Checkliste:

- Bestellnummer und Bezug
- Nierenkissen

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe (außer JAB): **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- JAB-Stoffe: Destilliertes Wasser
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1001** Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1003** Leder-Reinigerset
- Leder Z78, Z83, Z85: **2003** Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder



Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		EUR
	Vorschlag 1 Sessel ohne Armlehnen (M80X), Drahtrohrgestell ca. B 82, H 79, SH 43, T 95 cm	Ledergruppe Z78 LK50	1098,- (VZ)

Sessel



Maße

ca. B 82, H 79, SH 43, T 95 cm

Stoffbedarf (B 140 cm)

3,00 lfm

Lederbedarf

3,50 m²

Artikel

Sessel ohne Armlehnen,
Drahtrohrgestell

Best.-Nr.

M80X

Ausführung

Stoffgruppe SK 10	969,-
Stoffgruppe SK 20	993,-
Stoffgruppe SK 30	1016,-
Stoffgruppe SK 40	1034,-
Stoffgruppe SK 50	1078,-
Stoffgruppe SK 60	1096,-
Stoffgruppe SK 70	1105,-
Stoffgruppe SK 80	1125,-
Stoffgruppe SK 90	1148,-
Stoffgruppe SK 100	1212,-
Stoffgruppe SK 110	1297,-
Stoffgruppe SK 120	1393,-
Stoffgruppe JAB 0	1096,-
Stoffgruppe JAB 1	1125,-
Stoffgruppe JAB 2	1148,-
Ledergruppe LK 10	1074,-
Ledergruppe LK 20	1085,-
Ledergruppe LK 30	1098,-
Ledergruppe LK 40	1110,-
Ledergruppe LK 50	1130,-
Ledergruppe LK 60	1145,-
Ledergruppe LK 70	1277,-
Ledergruppe LK 80	1308,-
Ledergruppe LK 90	1348,-
Ledergruppe LK 100	1362,-
Ledergruppe LK 110	1431,-
Ledergruppe LK 120	1634,-
Preis bei Stoffzugabe	938,-
Preis bei Lederzugabe	1034,-



Kissen

	
Maße	ca. B 55, H 32, T 8 cm
Stoffbedarf (B 140 cm)	0,50 lfm
Lederbedarf	1,00 m²
Artikel	Nierenkissen
Best.-Nr.	UN55.

Ausführung	
Stoffgruppe SK 10	76,-
Stoffgruppe SK 20	83,-
Stoffgruppe SK 30	89,-
Stoffgruppe SK 40	96,-
Stoffgruppe SK 50	107,-
Stoffgruppe SK 60	112,-
Stoffgruppe SK 70	114,-
Stoffgruppe SK 80	123,-
Stoffgruppe SK 90	127,-
Stoffgruppe SK 100	145,-
Stoffgruppe SK 110	172,-
Stoffgruppe SK 120	196,-
Stoffgruppe JAB 0	112,-
Stoffgruppe JAB 1	123,-
Stoffgruppe JAB 2	127,-
Ledergruppe LK 10	89,-
Ledergruppe LK 20	100,-
Ledergruppe LK 30	109,-
Ledergruppe LK 40	121,-
Ledergruppe LK 50	129,-
Ledergruppe LK 60	145,-
Ledergruppe LK 70	154,-
Ledergruppe LK 80	165,-
Ledergruppe LK 90	176,-
Ledergruppe LK 100	179,-
Ledergruppe LK 110	196,-
Ledergruppe LK 120	230,-
Preis bei Stoffzugabe	74,-
Preis bei Lederzugabe	80,-



Deine Notizen



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring